

Anticuerpo Policlonal Anti-Mek1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0013680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MEK1 humano (MAP2K1) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Diseñado para estudios de la vía MAPK/ERK y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEK1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5604
ID del Gen	5604
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MEK1 humano (NP_002746.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo