

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mek1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0003901



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MEK1 humano (MAP2K1), una quinasa MAP de doble especificidad. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la vía de señalización MAPK/ERK (UniProt: Q02750).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEK1 mAb Conejo
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5604
GeneID	5604
Immunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MEK1 humano (Q02750).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo