

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mek1 Para Wb, Ip, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0003100



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-MEK1 para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a MAP2K1/MEK1 (Q02750), una quinasa clave de la vía MAPK/ERK. Ideal para investigación en cáncer y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MEK1
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de MEK1 humano (Q02750)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo