

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mek1/Mek2 Para Wb, Elisa - Q02750/P36507

Número de artículo: CM0009922



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a las quinasas humanas MEK1/MEK2. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación de la señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5604/5605
ID de Gen	5604/5605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-360 del MEK1/MEK2 humano (Q02750)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750/P36507
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo