

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mek1/Mek2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750 / P36507

Número de artículo: CM0007259



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a MEK1/MEK2 y ha sido validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata, y es ideal para estudiar la vía de señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo contra MEK1/MEK2
Observaciones/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Especie	Humana
ID génico (humano)	5604/5605
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 170-270 de MEK1/MEK2 humana (NP_002746.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q02750 / P36507
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo