

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mek1/Mek2 Para Wb, Elisa - Q02750/P36507

Número de artículo: CM0024325



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MEK1/MEK2 (MAP2K1/2), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de la vía de señalización MAPK/ERK y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MEK1/MEK2
Observaciones/Alias	MEK1/MEK2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de MAP2K1 humano (NP_002746.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q02750/P36507
Peso Proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo