

Anticuerpo Policlonal Anti-Mek2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36507

Número de artículo: CM0013281



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MEK2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MEK2 en humanos, ratones y ratas. Adecuado para la investigación de la señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo contra MEK2
Observaciones/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5605
GeneID	5605
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MEK2 humano (NP_109587.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P36507
Peso proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo