

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mek2 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - P36507

Número de artículo: CM0002154



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la MEK2 (MAP2K2) humana, validado por KO para Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Peso molecular predicho: 44 kDa. Ideal para el estudio de la señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] MEK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [Validado por KO/KD] MEK2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5605
ID de gen	5605
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la MEK2 humana (P36507)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P36507
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo