

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mek3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P46734

Número de artículo: CM0008547

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MEK3 humano (MKK3, MAPKK3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de señalización MAPK p38.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEK3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5606
GeneID	5606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-347 del MEK3 humano (P46734)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46734
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo