

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mek5 Para Wb Y Elisa - Q13163

Número de artículo: CM0002581



Introducción

Anticuerpo monoclonal Anti-MEK5 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Objetivo quinasa MAP2K5 implicada en la señalización MAPK, apoptosis y desarrollo cardíaco. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEK5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MEK5
Especie	Humano
ID de Gen	5607
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del MEK5 humano (Q13163).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13163
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo