

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mek6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52564

Número de artículo: CM0030981



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MEK6 validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante dirigido a MAPKK6 activada por estrés; ideal para investigación en señalización de citoquinas y estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MEK6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5608
GeneID	5608
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de la MEK6 humana (NP_002749.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52564
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo