


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mek7 (Map2K7) Para Wb, Elisa - O14733

Número de artículo: CM0002025



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MEK7 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta una banda de 47 kDa. Esencial para la señalización JNK, apoptosis inducida por estrés. O14733.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] mAb de Conejo MEK7
Observaciones/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5609
GeneID	5609
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 320-419 de MEK7 humano (O14733).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14733
Peso Proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo