


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mek7 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - O14733

Número de artículo: CM0020674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a MEK7 (MKK7, JNKK2). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía de la quinasa MAP JNK activada por estrés y de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MEK7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Especies	Humano
GeneID (humano)	5609
GeneID	5609
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de MEK7 humano (NP_660186.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14733
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo