


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mekk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U5

Número de artículo: CM0002666



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra MEKK2 humano (MAP3K2), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación de la quinasa MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo MEKK2
Observaciones/Alias	MEKK2; MEKK2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	10746
GeneID	10746
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2U5
Peso proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo