

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mekk3 (Map3K3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99759

Número de artículo: CM0019547



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MEKK3 (MAP3K3) para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata; adecuado para estudiar la señalización de MAPK y la activación de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MEKK3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	MEKK3; MAPKKK3
Especie	Humana
ID del gen	4215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de MEKK3 humana (NP_976226.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q99759
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo