

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mekk3 Para Wb - Q99759

Número de artículo: CM0012719



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MEKK3 humano (MAP3K3), validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de ratón, con un peso proteico de 71 kDa. Ideal para investigaciones sobre transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MEKK3
Observaciones/Alias	MEKK3; MAPKKK3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4215
ID del gen	4215
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MEKK3 humano (Q99759).
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q99759
Peso proteico	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo