

Anticuerpo Policlonal Anti-Melan-A/Mart-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16655

Número de artículo: CM0024868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Melan-A/MART-1, una proteína de biogénesis de melanosomas. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de melanoma y melanocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Melan-A/MART-1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Especie	Humano
GenelD (humano)	2315
GenelD	2315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-118 de Melan-A/MART-1 humano (NP_005502.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16655
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo