

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Melan-A/Mart-1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q16655

Número de artículo: CM0007214



Introducción

Melan-A/MART-1 mAb de conejo (Q16655) validado para WB, IF, IHC, ELISA. Específico para el antígeno de melanoma humano, 13 kDa. Ideal para la investigación de melanocitos y melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Melan-A/MART-1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2315
GeneID	2315
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 11-110 de MLANA humana (NP_005502.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16655
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo