


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Melk Para Wb Y Elisa - Q14680

Número de artículo: CM0013597



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MELK para aplicaciones de Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la quinasa con cremallera de leucina embrionaria materna, implicada en el ciclo celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MELK pAb de conejo
Observaciones/Alias	HPK38; MELK
Especie	Humana
GeneID (humano)	9833
GeneID	9833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 412-651 de MELK humano (NP_055606.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q14680
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo