


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Melk/Hpk38 Para Wb, Elisa - Q14680

Número de artículo: CM0005400



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MELK humano (HPK38). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación del ciclo celular, apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra MELK
Observaciones/Alias	HPK38; MELK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9833
GeneID	9833
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MELK humano (NP_055606.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14680
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo