


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Memo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y316

Número de artículo: CM0030717



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MEMO1 humano para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la motilidad celular impulsada por ERBB2 y la migración en cáncer de mama.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-MEMO1
Observaciones/Alias	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	51072
GeneID	51072
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-297 de MEMO1 humano (NP_057039.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y316
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo