


Anticuerpo Policlonal Anti-Menin Para Wb, Elisa - 000255

Número de artículo: CM0013063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Menin humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Menin es un regulador transcripcional clave y componente del complejo metiltransferasa de histonas MLL/SET1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Menin pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEAI; SCG2; Menin
Especie	Humano
GeneID (humano)	4221
GeneID	4221
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 266-615 de Menin humano (NP_000235.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	000255
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo