

Anticuerpo Policlonal Anti-Mep1A Para Wb Y Elisa - Q16819

Número de artículo: CM0030326



Introducción

MEP1A Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad alfa de la meprina A humana. Validado para WB y ELISA, detecta MEP1A en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de metaloproteasas y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MEP1A Conejillo pAb
Observaciones/Alias	PPHA; MEP1A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4224
ID del gen	4224
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-700 de la MEP1A humana (NP_005579.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16819
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo