

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mepce Para If/Icc Y Elisa - Q7L2J0

Número de artículo: CM0029771



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MEPCE humano (enzima de metilfosfato de caperuza de ARNsn 7SK), adecuado para IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar el complejo RNP 7SK y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-MEPCE
Observaciones/Alias	BCDIN3; MEPCE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56257
ID de Gen	56257
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-689 de MEPCE humano (NP_062552.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7L2J0
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo