

Anticuerpo Policlonal Anti-Mepe Para Wb, Elisa - Q9Nq76

Número de artículo: CM0026482

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MEPE humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta MEPE en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la mineralización ósea y la pulpa dental.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEPE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OF45; MEPE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56955
GeneID	56955
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-256 del MEPE humano (NP_064588.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ76
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo