

Anticuerpo Policlonal Anti-Nucleoproteína Mers-Cov Para Wb, Elisa - K9N4V7

Número de artículo: CM0019859



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la nucleoproteína (proteína N) del MERS-CoV, validado para WB y ELISA. Se dirige a la proteína de la nucleocápsida, esencial para el empaquetamiento y la replicación del ARN viral. Adecuado para la investigación del coronavirus y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Nucleoproteína MERS-CoV
GeneID	14254601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-413 de la nucleoproteína del coronavirus (YP_009047211.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo