

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nucleoproteína Del Mers-Cov Para Wb, Elisa - K9N4V7

Número de artículo: CM0006593



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la nucleoproteína del MERS-CoV, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce específicamente el MERS-CoV, con un peso molecular predicho de 45 kDa. Ideal para investigación de coronavirus y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra la Nucleoproteína del MERS-CoV
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	14254601
ID del Gen	14254601
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-413 de la Nucleoproteína del coronavirus (YP_009047211.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo