


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Proteína Spike Rbd De Mers-Cov Para Wb, If/Icc, Elisa - K9N5Q8

Número de artículo: CM0024482



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína Spike RBD de MERS-CoV (YP_009047204.1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con MERS-CoV. Adecuado para investigación sobre entrada viral y proteína Spike.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MERS-CoV Spike RBD
Especie	Coronavirus
GeneID	14254594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-725 de la proteína Spike RBD de coronavirus (YP_009047204.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
Peso molecular de la proteína	149kDa
Envío	Bolsa de hielo