


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mertk Para Wb - Q12866

Número de artículo: CM0002925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MERTK humano, validado en WB y ELISA. Objetivo: el receptor de tirosina quinasa Mer, esencial en la efierocitosis de macrófagos y la salud retiniana. SWISS: Q12866.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MERTK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10461
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MERTK humano (Q12866)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo