


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mertk/Mer Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12866

Número de artículo: CM0028130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MERTK humano (MER, Tyro12), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta MERTK en tejidos humanos, de ratón y de rata; ideal para estudios de señalización del cáncer y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo pAb MERTK
Observaciones/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Especie	Humano
ID del gen	10461
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-499 de MERTK humano (NP_006334.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12866
Peso molecular de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo