

Anticuerpo Policlonal Anti-Mesdc2 Para Wb Y Elisa - Q14696

Número de artículo: CM0018278

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MESDC2 (LRP chaperona MESD, OI20), validado para WB y ELISA. Reconoce MESDC2 humano y de ratón. Inmunógeno recombinante (aa1-234). Ideal para investigación de la vía de señalización de LDLR y Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MESDC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOCA; OI20; MESDC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23184
GeneID	23184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-234 de MESDC2 humano (NP_055969.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14696
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo