


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mesotelina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Número de artículo: CM0005286



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Mesotelina humana (MSLN/MPF), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Dirigido a los aminoácidos 296-606. Adecuado para investigación en cáncer y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mesotelina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10232
ID del Gen	10232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 296-606 de la Mesotelina humana (NP_037536.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13421
Peso de la Proteína	67KDa/68KDa/71KDa
Envío	Bolsa de hielo