


Anticuerpo Policlonal Anti-Mesotelina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13421

Número de artículo: CM0013496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Mesotelina humana (MSLN, MPF, SMRP) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón y Rata. Adecuado para investigación sobre cáncer y células mesoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mesotelina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MPF, SMRP, Mesotelina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10232
GeneID	10232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 296-606 de la Mesotelina humana (NP_037536.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13421
Peso de la Proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo