


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mesotelina Para Wb, If-P, Elisa - Q13421

Número de artículo: CM0007824



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-mesotelina de alta calidad, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de la mesotelina y el cáncer. Este anticuerpo detecta la mesotelina, una proteína de adhesión celular, y es adecuado para el desarrollo de ensayos diagnósticos. SWISS: Q13421.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra mesotelina
Observaciones/alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Especie	Humano
ID del gen	10232
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de la mesotelina humana (Q13421)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q13421
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo