

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mesotelina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Número de artículo: CM0002561



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Mesotelina humana (MSLN), validado para WB, IHC-P y ELISA. Específico para el biomarcador tumoral CAK1/MPF, ideal para investigación oncológica y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Mesotelina
Observaciones/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10232
GeneID	10232
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 296-606 de la Mesotelina humana (NP_037536.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo