


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mesotelina Para Wb, Elisa - Q13421

Número de artículo: CM0027954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Mesotelina humana (SWISS: Q13421) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce la Mesotelina humana y de ratón; útil para investigación en cáncer y megacariocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Mesotelina
Observaciones/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Especie	Humana
GeneID	10232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 296-606 de la Mesotelina humana (NP_037536.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo