

Anticuerpo Policlonal Anti-Met Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08581

Número de artículo: CM0022844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MET humano (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada contra humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del cáncer y estudios de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MET Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; MET
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4233
ID de Gen	4233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 518-840 de MET humano (NP_000236.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08581
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo