

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Met Para Wb Y Elisa - P08581

Número de artículo: CM0006287



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MET de alto rendimiento validado para inmunotransferencia (WB) y ELISA. Reconoce MET humano; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de señalización del cáncer y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-MET
Observaciones/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; MET
Especie	Humano
ID del Gen	4233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 960-1161 del MET humano (NP_000236.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P08581
Peso de la Proteína	156kDa
Envío	Bolsa de hielo