

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Met Para Wb Y Elisa - P08581

Número de artículo: CM0016462



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-MET de CamelBio (P08581) está validado para Western blot e ELISA en muestras humanas y de rata, dirigido al receptor del factor de crecimiento de hepatocitos c-Met para investigación de señalización y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MET Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897, MET
Especie	Humano
GeneID	4233 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 960-1161 de MET humano (NP_000236.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08581
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo