

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Metap2 Para Wb Y Elisa - P50579

Número de artículo: CM0029765



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a METAP2 humana (metionina aminopeptidasa 2), validado para Western blotting y ELISA con reactividad cruzada contra ratón. Ideal para estudios de síntesis proteica y control de la traducción.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | METAP2 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias           | MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                            |
| GeneID                        | 10988 (Humano)                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de METAP2 humana (NP_006829.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                     |
| SWISS                         | P50579                                                                                                                            |
| Peso molecular de la proteína | 53kDa                                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                    |