

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Mettl14 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hce5

Número de artículo: CM0007364



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra METTL14 (inmunógeno recombinante, validado por KD) reconoce humano/ratón/rata. Para WB, IHC-P, IP, ELISA en investigaciones de metilación m6A, reloj circadiano y diferenciación de células madre.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KD] METTL14 Rabbit mAb                                                                                                |
| Notas/Alias         | hMETTL14; [Validado por KD] METTL14                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID              | 57721                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de METTL14 humano (NP_066012.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | Q9HCE5                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |