


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mettl21C Para Wb, Elisa - Q5Vzv1

Número de artículo: CM0016448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra METTL21C humano, una lisina metiltransferasa. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metilación y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del Producto	METTL21C Conejo pAb
Observaciones/Alias	C13orf39; METTL21C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	196541
ID de Gen	196541
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de METTL21C humano (NP_001010977.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5VZV1
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo