

Anticuerpo Policlonal Anti-Mettl2A Para If/Icc, Elisa - Q96Iz6

Número de artículo: CM0015972

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra METTL2A humana (metiltransferasa 2A de ARNt), validado para IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de modificaciones del ARNt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra METTL2A
Observaciones/Alias	METTL2; METTL2A
Especie	Humana
GeneID (humano)	339175
GeneID	339175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 139-378 de METTL2A humana (NP_859076.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q96Iz6
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo