

Anticuerpo Policlonal Anti-Mettl3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q86U44

Número de artículo: CM0021077



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra METTL3 humano (M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para epitranscriptómica, metilación m6A, investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56339
GeneID	56339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 del METTL3 humano (NP_062826.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U44
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo