

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mettl3 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip Y Elisa - Q86U44

Número de artículo: CM0009223



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alto rendimiento dirigido a METTL3 (subunidad catalítica de la N6-adenosina-metiltransferasa). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP y ELISA. Reacciona con METTL3 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en epitranscriptómica y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] METTL3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56339
GeneID	56339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de METTL3 humano (NP_062826.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U44
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo