

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mettl3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86U44

Número de artículo: CM0028645



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra METTL3 (subunidad catalítica N6-adenosina-metiltransferasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce METTL3 humano, de ratón y de rata; adecuado para la investigación de metilación de ARN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] METTL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Especie	Humano
GeneID (humano)	56339
GeneID	56339
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 del METTL3 humano (NP_062826.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U44
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo