

Anticuerpo Policlonico Anti-Mettl4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3J2

Número de artículo: CM0027943

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra METTL4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la N6-adenina metiltransferasa implicada en la metilación de ARN y ADN. Ideal para investigación epigenética y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HsT661; METTL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64863
GeneID	64863
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de la METTL4 humana (NP_073751.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N3J2
Peso de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo