

Anticuerpo Policlonal Anti-Mettl7A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H8H3

Número de artículo: CM0030669

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-METTL7A validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la tiol metiltransferasa implicada en la modificación de lncRNA y la biología de las gotas de lípidos. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	METTL7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAMB; AAM-B; METTL7A
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	25840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-244 de METTL7A humana (NP_054752.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8H3
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo