

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mettl7B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ux53

Número de artículo: CM0027927

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la METTL7B humana (TMT1B), una tior S-metiltransferasa. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo hepático y de metiltransferasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo METTL7B
Observaciones/Alias	ALDI; METTL7B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	196410
GeneID	196410
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-244 de la METTL7B humana (NP_689850.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UX53
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo