

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mettl8 Para Wb, Elisa - Q9H825

Número de artículo: CM0022542

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para METTL8 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre la modificación del ARNt mitocondrial y la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	METTL8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIP: METTL8
Especie	Humana
ID génico (humano)	79828
ID génico	79828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de METTL8 humano (NP_001308089.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9H825
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo